

天
净
沙
系
列

CAT#:90903-1000
低温运输, -20℃保存

TIANDZ

无 RNase 的 DNase RNase-free DNase

使用手册 V1.3

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

<p>产品及特点</p>	<p>本产品是从牛胰 DNase 中精制的无 RNase 污染的 DNase，专门用于降解 RNA 样品中的 DNA 污染，具有下列特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高效，能使总 RNA 中的基因组 DNA 污染降低到电泳检测不到的水平。 2. 同时降解单链 DNA 和双链 DNA。 3. 不含 RNase，可以保证 RNA 分子完整性不受任何影响。 4. 反应条件经过优化，可以用于快速降解硅胶膜上吸附的 DNA，也可以用于快速降解液体反应体系中的 DNA。 5. 可以用于总 RNA 提取和体外转录中去除 DNA。也可用于切口平移(Nick Translation) 和 DNase 印迹法研究 DNA-蛋白质相互作用。 																	
<p>规格及成分</p>	<table border="1" data-bbox="544 792 1433 1115"> <thead> <tr> <th>成份</th> <th>编号</th> <th>塑料袋包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RNase-free DNase (1U/uL)</td> <td>90903a</td> <td>500 uL×2</td> </tr> <tr> <td>10×DNase Buffer</td> <td>90903b</td> <td>1000 uL</td> </tr> <tr> <td>50 mM EDTA 溶液</td> <td>90903c</td> <td>1000 uL</td> </tr> <tr> <td>使用手册</td> <td>90903sc</td> <td>1 份</td> </tr> </tbody> </table>			成份	编号	塑料袋包装	RNase-free DNase (1U/uL)	90903a	500 uL×2	10×DNase Buffer	90903b	1000 uL	50 mM EDTA 溶液	90903c	1000 uL	使用手册	90903sc	1 份
成份	编号	塑料袋包装																
RNase-free DNase (1U/uL)	90903a	500 uL×2																
10×DNase Buffer	90903b	1000 uL																
50 mM EDTA 溶液	90903c	1000 uL																
使用手册	90903sc	1 份																
<p>运输及保存</p>	<p>低温运输，-20℃保存，有效期一年。</p>																	
<p>自备试剂</p>	<p>超纯水。</p>																	
<p>使用方法</p>	<p>一、去除 RNA 样品中污染的基因组 DNA（仅供参考，本试剂盒不含 RNase-free DNase 以外的所需试剂）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在一无 RNA 酶的离心管中配制 10 μL 的反应液： <table border="1" data-bbox="555 1469 1422 1854"> <thead> <tr> <th>成份</th> <th>用量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RNA 样品</td> <td>1 ug</td> </tr> <tr> <td>10×DNase Buffer</td> <td>1 uL</td> </tr> <tr> <td>RNase-free DNase (1 U/uL)</td> <td>1 uL</td> </tr> <tr> <td>自备的 RNase inhibitor (40 U/uL)</td> <td>0.5-1 uL (可不加)</td> </tr> <tr> <td>补超纯水到</td> <td>10 uL</td> </tr> </tbody> </table> 2. 混匀，短暂离心，37℃放置 30 分钟； 3. 加入 2 uL 50 mM EDTA 溶液，65℃放置 15 分钟。此步可以灭活 DNase。RNA 在加热时容易水解，也可以使用酚/氯仿抽提去除 DNase，然后再乙醇沉淀 RNA。如果 RNA 在 20ug 以上，也可以使用本公司的 RNAClean 试剂盒进行柱式纯化，回收 RNA。 			成份	用量	RNA 样品	1 ug	10×DNase Buffer	1 uL	RNase-free DNase (1 U/uL)	1 uL	自备的 RNase inhibitor (40 U/uL)	0.5-1 uL (可不加)	补超纯水到	10 uL			
成份	用量																	
RNA 样品	1 ug																	
10×DNase Buffer	1 uL																	
RNase-free DNase (1 U/uL)	1 uL																	
自备的 RNase inhibitor (40 U/uL)	0.5-1 uL (可不加)																	
补超纯水到	10 uL																	

4. 电泳检测是否去除了基因组 DNA，然后进行后续实验。

二、除去硅胶膜离心吸附柱上的 DNA (仅供参考, 本试剂盒不含 RNase-free DNase 以外的所需试剂)

1. 在柱式法提取过程中, 完成洗涤步骤。
2. 配制 50 uL DNase 工作液。

成份	用量
10×DNase Buffer	5 uL
RNase-free DNase (1U/uL)	10 uL
自备 RNase inhibitor (40U/uL)	0.5-1 uL (也可不加)
加超纯水到	50 uL

3. 加在离心吸附柱中间, 室温放置 5-30 分钟。
4. 加入 0.5 mL 自备洗柱液洗涤两次。
5. 用 RNA 洗脱液洗脱即得无 DNA 的 RNA 样品。

三、除去 RNA 体外转录反应中的 DNA 模板 (仅供参考, 本试剂盒不含 RNase-free DNase 以外的所需试剂)

1. 按 2 U RNase-free DNase/ug DNA 模板的比例在 RNA 体外转录反应中加入 RNase-free DNase。注意: 酶的最佳用量也许需要优化。
2. 37℃放置 15 分钟。
3. 加入 2 uL 50 mM EDTA 溶液, 65℃放置 15 分钟; 此步可以灭活 DNase。RNA 在加热时容易水解, 也可以使用酚/氯仿抽提去除 DNase, 然后再乙醇沉淀 RNA。如果 RNA 在 20 ug 以上, 也可以使用本公司的 RNAClean 试剂盒 (需另购) 进行柱式纯化, 回收 RNA。

四、用于切口平移法 (Nick Translation) DNA 探针标记 (仅供参考, 本试剂盒不含 RNase-free DNase 以外的所需试剂)

1. 按下表设置切口平移标记反应:

成份	用量
10×DNA 聚合酶 I 缓冲液	2.5 uL
3 dNTP mixture, 1 mM each	1.25 uL

	标记核苷酸：非标记核苷酸混合 (3: 7, 1mM)	1 uL
	RNase-free DNase (0.002 U/uL, 见注)	1 uL
	DNA 聚合酶 I (10U/uL)	0.5-1.5 uL
	模板 DNA	0.25 ug
	加水到	25 uL
	<p>注：稀释 RNase-free DNase 的缓冲液为 1×DNA 聚合酶 I 缓冲液：50 mM</p> <ol style="list-style-type: none"> 15°C 放置 15-60 分钟。 加入 10 uL 50 mM EDTA 溶液。 65°C 放置 15 分钟灭活酶。 所得探针可以纯化后使用，也可以直接使用。 	
关联产品	T7 体外转录试剂盒 (CAT#:91106), 柱式 RNA 纯化试剂盒 (CAT#:80204)。	