

克
必
隆
系
列

CAT#:150801-10
干冰运输、-80℃保存

TIANDZ

大肠杆菌 BL21 Star(DE3)化学感受态细胞

E.coli BL21 Star(DE3) Chemical Competent Cell

使用手册 V1.1

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506
网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

<p>产品及特点</p>	<p>BL21 Star(DE3)感受态细胞来源于 BL21(DE3)菌株, 由特殊工艺制作, 使用 pUC19 质粒检测本产品, 转化效率可达 10^7cfu/μg。</p> <p>BL21 Star(DE3)菌株的特点是含有 <i>rne131</i> 基因突变体。<i>rne131</i> 突变基因能够增强菌株细胞内 mRNA 的稳定性, 从而有效提高蛋白表达能力。本产品主要适用于 T7 启动子表达载体(如 pET 系列)的高水平蛋白表达。</p> <p>菌株基因型为: F⁻ <i>ompT hsdS_B(r_Bm_B) gal dcm rne131(DE3)</i></p>												
<p>规格及成分</p>	<table border="1" data-bbox="572 517 1240 707"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 517 829 580">成分</th> <th data-bbox="829 517 1018 580">编号</th> <th data-bbox="1018 517 1240 580">塑料袋包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 580 829 642">本产品</td> <td data-bbox="829 580 1018 642">150801</td> <td data-bbox="1018 580 1240 642">0.1 mL×10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 642 829 707">使用手册</td> <td colspan="2" data-bbox="829 642 1240 707">1 份</td> </tr> </tbody> </table>				成分	编号	塑料袋包装	本产品	150801	0.1 mL×10	使用手册	1 份	
成分	编号	塑料袋包装											
本产品	150801	0.1 mL×10											
使用手册	1 份												
<p>运输及保存</p>	<p>干冰运输、-80℃保存, 有效期半年。</p>												
<p>自备试剂</p>	<p>目的 DNA、LB 培养基等</p>												
<p>使用方法</p>	<ol style="list-style-type: none"> 从-80℃冰箱中取出感受态细胞, 置于冰上解冻。一次转化感受态细胞的建议用量为 50-100μL, 可以根据实际情况分装使用。 以下实验以 100 μL 感受态细胞为例。 取 100μL 冰上融化的 BL21 Star(DE3)感受态细胞, 加入目的质粒并轻轻混匀, 冰上静置 25 分钟。 42℃水浴热激 45 秒, 迅速放回冰上并静置 2 分钟, 晃动会降低转化效率。 向离心管中加入 700μL 不含抗生素的无菌培养基(LB), 混匀后 37℃, 200rpm 复苏 60 分钟。 取 100μL 左右菌液涂布于含相应抗生素的 LB 培养基上。如果转化高浓度的质粒, 可以减少涂布的量。 将平板倒置放于 37℃培养箱过夜培养。 												
<p>参考文献</p>	<ol style="list-style-type: none"> Grunberg-Manago, M. (1999). Messenger RNA Stability and its Role in Control of Gene Expression in Bacteria and Phages. <i>Annu. Rev. Genet.</i> 33, 193-227. Kido, M., Yamanaka, K., Mitani, T., Niki, H., Ogura, T., and Hiraga, S. (1996). RNase E Polypeptides Lacking a Carboxyl-terminal Half Suppress a mukB mutation in Escherichia coli. <i>J. Bacteriol.</i> 178, 3917-3925. Lopez, P. J., Marchand, I., Joyce, S. A., and Dreyfus, M. (1999). The C-terminal Half of RNase E, Which Organizes the Escherichia coli Degradosome, Participates in mRNA Degradation but not rRNA Processing in vivo. <i>Mol. Microbiol.</i> 33, 188-199. 												

关联产品

BL21 (DE3)感受态细胞 (CAT#: 90505), BL21 (DE3) pLysS 感受态细胞 (CAT#: 90507)
