

天
净
沙
系
列

CAT#:181002-1250
常温运输，2-8℃避光保存

TIANDZ

ELISA 专用 TMB 显色液（双成分）

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址：www.tiandz.com；电话：400-6765278；电邮：order@tiandz.com

产品及特点	<p>本产品用于酶联免疫实验中的显色阶段：可于样本反应，生成深蓝色产物。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作简单，即开即用。 2. 均无沉淀、颗粒及絮状物，可长期保存。 														
规格及成分	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 331 943 387">成份</th> <th data-bbox="951 331 1195 387">编号</th> <th data-bbox="1203 331 1382 387">大立盒包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 392 943 436">ELISA 专用 TMB 显色液 A</td> <td data-bbox="951 392 1195 436">181002a</td> <td data-bbox="1203 392 1382 436">65 mL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 441 943 486">ELISA 专用 TMB 显色液 B</td> <td data-bbox="951 441 1195 486">181002b</td> <td data-bbox="1203 441 1382 486">65 mL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 490 943 546">使用手册</td> <td data-bbox="951 490 1195 546">181002sc</td> <td data-bbox="1203 490 1382 546">1 份</td> </tr> </tbody> </table>			成份	编号	大立盒包装	ELISA 专用 TMB 显色液 A	181002a	65 mL	ELISA 专用 TMB 显色液 B	181002b	65 mL	使用手册	181002sc	1 份
成份	编号	大立盒包装													
ELISA 专用 TMB 显色液 A	181002a	65 mL													
ELISA 专用 TMB 显色液 B	181002b	65 mL													
使用手册	181002sc	1 份													
运输及保存	<p>常温运输，2-8℃避光保存，有效期一年。</p>														
自备试剂	<p>样品，1M 盐酸或硫酸溶液等。</p>														
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加液：待样品孔中加完 HRP 结合物并孵育一定时间后，用适当洗涤液洗板 3-5 次，每孔加底物显色液 A、显色液 B 各 50 μL（A、B 液先混合再加入孔中），轻轻混匀，根据个人实验需要，在室温（15-25℃）或 37℃下避光温育 10-30 min 或更长时间，直至显色至预期深浅。 2. 终止：每孔加入等体积的 1M 盐酸或硫酸溶液终止反应，孔中反应液由蓝色变为黄色。 3. 读数：终止反应后 15 min 内在 450 nm 处测定各孔溶液的吸光值。 4. 对照：空白对照不加 HRP 标记的抗体/抗原和阴性对照结果应无色。阳性对照及加 HRP 标记的抗体/抗原产生深蓝色产物。 5. 注意：如果出现高的反应背景或沉淀，表明 TMB 底物反应过于强烈。为了避免产生沉淀，可在终止后马上读数；或者进一步稀释一抗和/或 HRP 结合物。 														
关联产品	<p>柱式细菌 RNAout</p>														