

组织化学系列

CAT#:131225-250
常温运输和保存

TIANDZ

Carnoy 固定液

Carnoy Solution

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	<p>Carnoy 固定液是由乙醇、氯仿和乙酸，按照 6:3:1 的比例混合而来的混合型固定液。该液渗透快速，固定只需 1-2 小时。固定后可以直接用 95%乙醇脱水，固定核酸和糖原的效果很好。Carnoy 固定液是组织化学最常用的固定液之一。本产品具有下列特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 适用于一般植物组织和细胞的固定，常用于根尖，花药压片及子房石蜡切片等组织的固定。 2. 有极快的渗透力，根尖材料固定 15-20 min 即可，花药则需 1 h 左右。 3. 固定时间一般只需 1-2 h，最多不超过 24 h。 			
规格及成分		成分	编号	250 mL 包装
		Carnoy 固定液	131225	250 mL
		使用手册	1 份	
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。			
自备试剂	95%乙醇等			
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标本修块，置入本产品内固定 1 ~ 2 h（根据样品材料、大小不同，固定时间可能会有较大差异），固定时间一般最多不超过 24 h。 2. 固定后用 95%乙醇洗涤。如果材料不是立即使用，需转入 70%酒精中保存。 			
关联产品	Helly 固定液 (CAT#:131224)			

20140702YZH