

天
净
沙
系
列

CAT#:90407A-5
低温运输, -20°C保存

TIANDZ

λ DNA 溶液

Lambda DNA Solution

使用手册 V1.1

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	本产品来源于Bacteriophage λ cI ₈₅₇ Sam7, 浓度为200~500 μ g/mL, 链长48,502 bp。			
规格及成分		成份	编号	塑料袋包装
		λ DNA 溶液 (0.1 μ g/ μ L)	90407a	50 μ L
		使用手册	90407sc	1 份
运输及保存	低温运输、-20 $^{\circ}$ C保存			
纯度	<ol style="list-style-type: none"> 1. OD_{260 nm}/280 nm > 1.8。 2. 琼脂糖凝胶电泳出现清晰单一条带。 3. 1 μg 的λ DNA 在 Hind III 酶切 Buffer 中 37$^{\circ}$C保温 16 小时后, 琼脂糖凝胶电泳时出现清晰单一条带。 4. 1 g 的λ DNA 用 Hind III 酶切 (37$^{\circ}$C, 2 小时) 后, 在琼脂糖凝胶电泳时出现 8 条清晰的 DNA 电泳带。 			