

天
净
沙
系
列

CAT#:160393
常温运输和保存

TIANDZ

Marchi 饿酸染色法神经组织染色试剂盒

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	本试剂盒是采用 Marchi 钼酸染色法, 专门用于神经组织染色, 它有下列特点: 1. 即开即用, 操作简便。 2. 此法用于变性髓鞘, 切取的组织不宜太大, 以防止渗透差而影响着色。 3. 产品稳定性好、可以长期保存、染色后不易褪色。 4. 本产品只能用于科研。			
规格及成分		成份	编号	大纸盒包装
		Marchi 钼酸染色法神经组织染色溶液 A	160393a	100 mL
		Marchi 钼酸染色法神经组织染色溶液 B	160393b	60 mL
		使用手册	160393sc	1 份
运输及保存	常温运输和保存, 有效期一年。			
自备试剂	切片、二甲苯、中性树胶、蒸馏水、石蜡、10%甲醛液等。			
使用方法	1. 组织块不超过 3mm 厚, 固定于 10%甲醛液 3-4 日。 2. 用 Marchi 钼酸染色法神经组织染色溶液 A 处理 1-2 日。 3. 蒸馏水洗涤 4 次。 4. 用 Marchi 钼酸染色法神经组织染色溶液 B 置于 37℃温箱内避光浸染 1 周。 5. 充分水洗 10-20 min。 6. 脱水, 火棉胶包埋, 或透明后石蜡包埋。 7. 常规切片 (根据包埋方法的不同, 可 5-15μm) 。 8. 二甲苯脱蜡, 透明, 中性树胶封固。			
结果	变性髓鞘组织呈黑色, 正常髓鞘或其他组织不着色。			
关联产品	Turnbull 法 (藤氏法) 亚铁离子显色试剂盒			