

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:160674  
常温运输和保存

**TIANDZ**

Macchiavellu 包涵体染色法病毒包涵体染色试剂盒

---

**使用手册 V1.0**

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<b>产品及特点</b>	<p>本试剂盒是采用 Macchiavellu 包涵体染色法，专门用于病毒包涵体染色，它有下列特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 即开即用，操作简便。</li> <li>2. 可用于各类病毒包涵体的染色。</li> <li>3. 产品稳定性好、可以长期保存、染色后不易褪色。</li> <li>4. 本产品只能用于科研。</li> </ol>			
<b>规格及成分</b>		<b>成份</b>	<b>编号</b>	<b>大纸盒包装</b>
		Macchiavellu 包涵体染色法病毒包涵体染色溶液 A	160674a	100 mL
		Macchiavellu 包涵体染色法病毒包涵体染色溶液 B	160674b	100 mL
		Macchiavellu 包涵体染色法病毒包涵体染色溶液 C	160674c	100 mL
		使用手册	160674sc	1 份
<b>运输及保存</b>	常温运输和保存，有效期一年。			
<b>自备试剂</b>	中性甲醛、切片、二甲苯、中性树胶、蒸馏水、无水乙醇等。			
<b>使用方法</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 固定：中性甲醛液固定。</li> <li>2. 组织切片，脱蜡至水。</li> <li>3. 蒸馏水稍洗。</li> <li>4. 用 Macchiavellu 包涵体染色法病毒包涵体染色溶液 A 染色 30 min。</li> <li>5. 直接用 Macchiavellu 包涵体染色法病毒包涵体染色溶液 B 分化数秒钟。</li> <li>6. 水洗 2-3 次。</li> <li>7. 入 Macchiavellu 包涵体染色法病毒包涵体染色溶液 C 中复染 15-30 sec。</li> <li>8. 水洗 1-2 min。</li> <li>9. 通过 95%和无水乙醇迅速脱水，二甲苯透明，中性树胶封固。</li> </ol>			
<b>结果</b>	病毒包涵体呈红色，其他组织呈蓝色。			
<b>关联产品</b>	Turnbull 法（藤氏法）亚铁离子显色试剂盒			