

天 净 沙 系 列

CAT#:100307A-10
100307B-10
100307C-10
100307D-10
100307E-10

常温运输和保存

The logo for TIANDZ, featuring the word "TIANDZ" in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background.

酸洗玻璃珠 (400um-600um)

Acid-Washed Glassbeads (400um-600um)

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 010-62200278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	本产品是用浓酸充分洗涤过的玻璃珠，它是玻璃珠法破碎细菌和真菌的必备成分，主要用于从具有坚硬外壁的微生物细胞中提取 DNA、RNA 和蛋白质大分子。它具有下列特点。 1. 经过充分酸洗，免去用户接触具有腐蚀性的浓酸。 2. 本产品属于物理方法，比化学破壁法普适性、重复性更好，同时不需要使用酶，因此不容易被酶中的外源核酸或蛋白质污染。 3. 本系列产品具有各种规格，适用于不同材料。												
规格及成分		<table><tr><th>成 份</th><th>编 号</th><th>塑料袋包装</th></tr><tr><td>酸洗玻璃珠(400um-600um)</td><td>100307C</td><td>10 g</td></tr><tr><td>使用手册</td><td>100307sc</td><td>1 份</td></tr></table>	成 份	编 号	塑料袋包装	酸洗玻璃珠(400um-600um)	100307C	10 g	使用手册	100307sc	1 份		
成 份	编 号	塑料袋包装											
酸洗玻璃珠(400um-600um)	100307C	10 g											
使用手册	100307sc	1 份											
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。												
关联产品	柱式细菌 RNAout												