

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:100307A-10  
100307B-10  
100307C-10  
100307D-10  
100307E-10

常温运输和保存

**TIANDZ**

酸洗玻璃珠 (600um-800um)

Acid-Washed Glassbeads (600um-800um)

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 010-62200278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<p><b>产品及特点</b></p>	<p>本产品是用浓酸充分洗涤过的玻璃珠，它是玻璃珠法破碎细菌和真菌的必备成分，主要用于从具有坚硬外壁的微生物细胞中提取 DNA、RNA 和蛋白质大分子。它具有下列特点。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 经过充分酸洗，免去用户接触具有腐蚀性的浓酸。</li> <li>2. 本产品属于物理方法，比化学破壁法普适性、重复性更好，同时不需要使用酶，因此不容易被酶中的外源核酸或蛋白质污染。</li> <li>3. 本系列产品具有各种规格，适用于不同材料。</li> </ol>											
<p><b>规格及成分</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="531 589 943 640">成 份</th> <th data-bbox="951 589 1195 640">编 号</th> <th data-bbox="1203 589 1383 640">塑料袋包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="531 645 943 696">酸洗玻璃珠(600um-800um)</td> <td data-bbox="951 645 1195 696">100307D</td> <td data-bbox="1203 645 1383 696">10 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="531 701 943 752">使用手册</td> <td data-bbox="951 701 1195 752">100307sc</td> <td data-bbox="1203 701 1383 752">1 份</td> </tr> </tbody> </table>			成 份	编 号	塑料袋包装	酸洗玻璃珠(600um-800um)	100307D	10 g	使用手册	100307sc	1 份
成 份	编 号	塑料袋包装										
酸洗玻璃珠(600um-800um)	100307D	10 g										
使用手册	100307sc	1 份										
<p><b>运输及保存</b></p>	<p>常温运输和保存，有效期一年。</p>											
<p><b>关联产品</b></p>	<p>柱式细菌 RNAout</p>											