

天
净
沙
系
列

CAT#:100307A-10
100307B-10
100307C-10
100307D-10
100307E-10

常温运输和保存

TIANDZ

酸洗玻璃珠 (800um-1000um)

Acid-Washed Glassbeads (800um-1000um)

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 010-62200278; 电邮: order@tiandz.com

<p>产品及特点</p>	<p>本产品是用浓酸充分洗涤过的玻璃珠，它是玻璃珠法破碎细菌和真菌的必备成分，主要用于从具有坚硬外壁的微生物细胞中提取 DNA、RNA 和蛋白质大分子。它具有下列特点。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 经过充分酸洗，免去用户接触具有腐蚀性的浓酸。 2. 本产品属于物理方法，比化学破壁法普适性、重复性更好，同时不需要使用酶，因此不容易被酶中的外源核酸或蛋白质污染。 3. 本系列产品具有各种规格，适用于不同材料。 											
<p>规格及成分</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 584 943 640">成 份</th> <th data-bbox="943 584 1195 640">编 号</th> <th data-bbox="1195 584 1385 640">塑料袋包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 640 943 692">酸洗玻璃珠(800um-1000um)</td> <td data-bbox="943 640 1195 692">100307E</td> <td data-bbox="1195 640 1385 692">10 g</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 692 943 752">使用手册</td> <td data-bbox="943 692 1195 752">100307sc</td> <td data-bbox="1195 692 1385 752">1 份</td> </tr> </tbody> </table>			成 份	编 号	塑料袋包装	酸洗玻璃珠(800um-1000um)	100307E	10 g	使用手册	100307sc	1 份
成 份	编 号	塑料袋包装										
酸洗玻璃珠(800um-1000um)	100307E	10 g										
使用手册	100307sc	1 份										
<p>运输及保存</p>	<p>常温运输和保存，有效期一年。</p>											
<p>关联产品</p>	<p>柱式细菌 RNAout</p>											