

天
净
沙
系
列

CAT#:25-191208
低温运输, -20℃保存

TIANDZ

报告基因专用裂解液, 5×

Passive Lysis Buffer, 5×

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 010-62200278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	本产品用于哺乳动物细胞的快速裂解，广泛用于生物医学研究，它具有下列特点。 1. 无需刮除粘附细胞或进行冻融循环。 2. 最小化腔肠荧光素自发光。 3. 可用于双荧光素酶®报告分析系统处理细胞以定量萤火虫和肾素荧光素酶活性。			
规格及成分		成 份	编 号	塑料袋包装
		报告基因专用裂解液，5×	25-191208	30 mL
		使用手册	25-191208sc	1 份
运输及保存	低温运输，-20℃保存，有效期一年。			
关联产品	柱式细菌 RNAout			